



ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ

Приказ № _____ от _____

ИМПЛАНТОЛОГИЯ: ХИРУРГИЯ, ОРТОПЕДИЯ

Утверждено: _____
Директор ООО "ДАНТИСТ"
Ахмедьянов Р.З.
"10" июля 2019г.

КОД	УСЛУГА	ЦЕНА, РУБ.	ГАРАНТИЯ	КОД ПО ПРИКАЗУ 804Н
ИМПЛАНТАЦИЯ				
410.1	Имплантация (хирургический этап) - MIS M4	15000	---	A16.07.054
410.2	Имплантация (хирургический этап) - MIS Seven	18000	---	A16.07.054
410.3	Имплантация (хирургический этап) - MIS C1	22500	---	A16.07.054
411.1	Установка формирователя десны - MIS	1500	---	
ОРТОПЕДИЯ				
412.1	Установка металлического абатмента M4, Seven	16000	---	A16.07.006
412.7	Установка металлического абатмента C1	16000	---	A16.07.006
412.2	Установка абатмента из диоксида циркония PRETTAU (CAD/CAM) M4, Seven	19500	---	A16.07.006
412.8	Установка абатмента из диоксида циркония PRETTAU (CAD/CAM) C1	19500	---	A16.07.006
412.4	Установка временного пластмассового абатмента M4, Seven (прямой метод)	3900	---	A16.07.006
412.3	Установка временного пластмассового абатмента M4, Seven (непрямой метод)	5500	---	A16.07.006
412.5	Установка временного пластмассового абатмента C1 (прямой метод)	1400	---	A16.07.006
412.6	Установка временного пластмассового абатмента C1 (непрямой метод)	1900	---	A16.07.006
412.9	Установка абатмента и аттачмента MIS Locator M4, Seven	35000	---	A16.07.006
СИНУС-ЛИФТИНГ и КОСТНАЯ ПЛАСТИКА				
440.1	Операция направленной костной регенерации (без стоимости костнопластического материала).	10000	---	A16.07.017
440.2	Синус-лифтинг открытый (без стоимости костнопластического материала).	15000	---	A16.07.055
440.3	Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костнопластического материала).	15000	---	A16.07.055
ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ				
450.1	Применение костного порошка SureOss (0,5 см3)	4000	---	

450.6	Применение костной крошки SureOss (0,5 см3)	4500	---
450.8	Применение костного порошка OsteOss (0,5 см3)	6300	---
450.9	Применение костной крошки OsteOss (0,5 см3)	7200	---
450.10	Применение остеопластического материала 4Bone гранулы (0,5 см3)	5300	---
450.2	Применение мастики SureFuse II (0,5 см3)	8100	---
450.4	Применение тонкой мембраны SureDerm (20x20мм)	9000	---
450.5	Применение тонкой мембраны SureDerm (20x40мм)	14500	---
450.7	Применение толстой мембраны SureDerm (10x20мм)	7200	---
450.3	Применение толстой мембраны SureDerm (20x20мм)	9900	---
450.11	Применение мембраны 4Bone-RCM (15x25 мм)	9900	---