



# ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ

## ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Утверждено: \_\_\_\_\_

Директор ООО "ДАНТИСТ"

Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Ахмедьянов Р.З. "27"

июля 2020г.

КОД	УСЛУГА	ЦЕНА,		ГАРАНТИЯ	КОД ПО ПРИКАЗУ 804Н
		РУБ.	ОТСРОЧ. ПЛАТЕЖИ		
40	Консультация врача-ортодонта	215	---		A01.07.001
173	Применение индивидуального гигиенического набора	105	---		
39.1	Первичное посещение (для ДМС)	243	---		A01.07.001
173.1	Повторное посещение (для ДМС)	105	---		A01.07.001
165	Контрольный осмотр со съёмными аппаратами (базисная пластина, активатор, регулятор функции Френкеля, Твин-блок, Pendulum/Нанса)	715	---		
165.1	Контрольный осмотр с несъёмной техникой (после 11-ти посещений)	715	---		
70	Снятие слепков из эластичного материала	825	---		A02.07.010.001
65	Анализ Телерентгенограммы	1595	---		
251	Подготовка развёрнутой выписки-заключения (срок - 3 недели)	2420	---		
	Подготовка справки (срок - 2 недели)	0	---		
<b>РЕНТГЕН ДИАГНОСТИКА</b>					
104	Рентгеновский снимок	237	---		A06.07.003
232	Ортопантомография	660	---		A06.07.004
232.1	Снимок пазух или ВНЧС	660	---		
233	Телерентгенография	660	---		A06.07.006
233.1	Снимок кисти	660	---		
234	Повторная распечатка снимка или запись на диск	165	---		
<b>ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЪЕМНЫХ АППАРАТОВ</b>					
59.1	Пластика с расширяющим винтом с секторальными распилами и т. д.	5940		1 мес	A16.07.047
59.2	Пластика с расширяющим веерообразным винтом	6765		1 мес	A16.07.047
<b>ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСЪЕМНОЙ ТЕХНИКИ (базовый курс - 11 посещений)</b>					
<b>I. ТЕХНИКА ROTH 018</b>					
208.1	Металлические брекет «GEMINI» 3M Unitek на обе челюсти	70950	21280	Первый	A16.07.048
			4967	Ежемес	
208.2	Металлические брекет «GEMINI» 3M Unitek на одну челюсть	38005	11405	Первый	A16.07.048
			2660	Ежемес	
209.1	Керамические брекет «CLARITY» 3 M Unitek на обе челюсти	124135	37245	Первый	A16.07.048
			8689	Ежемес	
209.2	Керамические брекет «CLARITY» 3 M Unitek на одну челюсть	67155	20145	Первый	A16.07.048
			4701	Ежемес	
209.3	Комбинированный набор (керамические брекет «CLARITY» 3 M Unitek на верхнюю челюсть и металлические брекет «GEMINI» 3M Unitek на нижнюю челюсть)	91190	27360	Первый	A16.07.048
			6383	Ежемес	
223.1	Керамические брекет «Сапфир МИСО» HT Corporation на обе челюсти (3*3 верх-низ брекет прозрачные, на 4, 5 зубах брекет металлические)	93720	28120	Первый	A16.07.048
			6560	Ежемес	
223.2	Керамические брекет «Сапфир МИСО» HT Corporation на одну челюсть (3*3 брекет прозрачные, на 4, 5 зубах брекет металлические)	55715	16715	Первый	A16.07.048
			3900	Ежемес	
211.1	Безлигатурные металлические брекет «SMARTCLIP» на обе челюсти	101365	30405	Первый	A16.07.048
			7096	Ежемес	
211.2	Безлигатурные металлические брекет «SMARTCLIP» на одну челюсть	55715	16715	Первый	A16.07.048

224.1	Металлические брекет «SPRINT-QUICK» на обе челюсти	96305	3900	Ежемес	
			28895	Первый	A16.07.048
			6741	Ежемес	
224.2	Металлические брекет «SPRINT-QUICK» на одну челюсть	55715	16715	Первый	A16.07.048
			3900	Ежемес	

## II. ТЕХНИКА MBT 022

212.1	Металлические брекет «GEMINI» 3M Unitek на обе челюсти	81070	24320	Первый	A16.07.048
			5675	Ежемес	
212.2	Металлические брекет «GEMINI» 3M Unitek на одну челюсть	45595	13675	Первый	A16.07.048
			3192	Ежемес	
213.1	Керамические брекет «CLARITY» 3 M Unitek на обе челюсти	134310	40290	Первый	A16.07.048
			9402	Ежемес	
213.2	Керамические брекет «CLARITY» 3 M Unitek на одну челюсть	70950	21280	Первый	A16.07.048
			4967	Ежемес	
213.3	Комбинированный набор (керамические брекет «CLARITY» 3 M Unitek на верхнюю челюсть и металлические брекет «GEMINI» 3M Unitek на нижнюю челюсть)	101365	30405	Первый	A16.07.048
			7096	Ежемес	
214.1	Безлигатурные металлические брекет «SMARTCLIP» на обе челюсти	121605	36485	Первый	A16.07.048
			8512	Ежемес	
214.2	Безлигатурные металлические брекет «SMARTCLIP» на одну челюсть	70950	21280	Первый	A16.07.048
			4967	Ежемес	
215.2	Керамические брекет «CLARITY SL» на одну верхнюю челюсть	78540	23560	Первый	A16.07.048
			5498	Ежемес	
216	Комбинированный набор (керамические брекет «CLARITY SL» на верхнюю челюсть и металлические брекет «SMARTCLIP» на нижнюю челюсть)	129195	38755	Первый	A16.07.048
			9044	Ежемес	

## ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРТОИМПЛАНТОВ T.I.T.A.N.

217	Постановка ортоимплантов	8085		---	
218	Пружина нитиноловая для выравнивания	4070		---	
219	Поперечная трубка для нитиноловой выравнивающей пружины	935		---	
220	Закрывающая нитиноловая пружина	2200		---	

## ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕТЕНЦИОННОГО АППАРАТА

25.1	Каппа	4000		---	A16.07.021
25.2	Ретенционная шина	5115		---	

## ПРИ ОТКЛЕИВАНИИ БРЕКЕТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ОСНОВНОЙ СУММЕ ЛЕЧЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕТСЯ

89	Удаление остаточного клея	231		---	
146	Фиксация брекета, кнопки, щечной трубки	484		---	
146.1	Фиксация кольца, ретейнера на 1 зуб	484		---	A16.07.053.001
252	Адгезив Transbond Plus	363		---	

## ПРИ УТЕРЕ ЭЛЕМЕНТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ОСНОВНОЙ СУММЕ ЛЕЧЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕТСЯ

91	Металлический брекет	385		---	
91.1	Кольцо металлическое с щечной трубкой	385		---	
90	Керамический брекет «CLARITY»	2090		---	
90.1	Металлический брекет «SMARTCLIP»	1540		---	
225	Керамический брекет «Сапфир МИСО»	1045		---	
253	Брекет-кнопка	220		---	
254	Щечная трубка	330		---	

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

157	Лицевая маска	11055		---	A16.07.028
30	Лицевая дуга	4400		---	A16.07.028
29	Аппарат для дистализации моляров	9625		1 мес	A16.07.028
182	Форсированное расширение верхней челюсти	8470		1 мес	A16.07.028
43	Аппарат «НАНСА»	10890		1 мес	A16.07.028
188	Аппарат «Твин Блок»	8855		1 мес	A16.07.028

199	Губной бампер	2860	1 мес	A16.07.028
175	Регулятор функции Френкеля	8855	1 мес	A16.07.028
175.1	Двучелюстной ретейнер	8855	1 мес	A16.07.028
23	Активатор	8855	1 мес	A16.07.028
221	Аппарат Дерихсвайлера с кольцами и винтом	7590	1 мес	A16.07.028
248	Аппарат "Bruxogard"	7000	---	
268	Применение аппарата "Forsus" (одна сторона)	7700	---	A16.07.028

#### РЕМОНТ СЪЕМНОЙ АППАРАТУРЫ

245.11	Перелом аппарата	825	---	A23.07.001.002
245.12	Два перелома в аппарате	935	---	A23.07.001.002
245.2	Приварка винта	825	---	A23.07.001.002
245.31	Приварка кламмера	825	---	A23.07.001.002
245.32	Приварка двух кламмеров	935	---	A23.07.001.002
245.33	Приварка трёх кламмеров	1045	---	A23.07.001.002
245.4	Починка двухчелюстного аппарата	1210	---	A23.07.001.002
245.5	Приварка вестибулярной дуги	935	---	A23.07.001.002
245.6	Приварка пелота	935	---	A23.07.001.002
245.71	Приварка одной окклюзионной накладки	880	---	A23.07.001.002
245.72	Приварка двух окклюзионных накладок	935	---	A23.07.001.002
245.8	Перебазировка аппарата	1210	---	A23.07.001.001