



ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ

Приказ № _____ от _____

ИМПЛАНТОЛОГИЯ: ХИРУРГИЯ, ОРТОПЕДИЯ

Утверждено: _____
Директор ООО "ДАНТИСТ"
Ахмедьянов Р.З.
"01" апреля 2020г.

КОД	УСЛУГА	ЦЕНА, РУБ.	ГАРАНТИЯ	КОД ПО ПРИКАЗУ 804Н
ИМПЛАНТАЦИЯ				
410.1	Имплантация (хирургический этап) - MIS M4	16500	---	A16.07.054
410.2	Имплантация (хирургический этап) - MIS Seven	19800	---	A16.07.054
410.3	Имплантация (хирургический этап) - MIS C1	24750	---	A16.07.054
411.1	Установка формирователя десны - MIS	1650	---	
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ				
413	Снятие оттиска (А-силикон) и 3D сканирование модели	1650	---	A02.07.010.001
413.1	Применение хирургического шаблона на 1 единицу	10350	---	
413.2	Применение хирургического шаблона на 2 единицы	11900	---	
413.3	Применение хирургического шаблона на 3 единицы	13400	---	
413.4	Применение хирургического шаблона на 4 единицы	16450	---	
413.5	Применение хирургического шаблона, доп. единица свыше 4	3060	---	
413.6	Применение хирургического шаблона "всё на четырёх"	24100	---	
ОРТОПЕДИЯ				
412.1	Установка металлического абатмента M4, Seven	17600	---	A16.07.006
412.7	Установка металлического абатмента C1	17600	---	A16.07.006
412.2	Установка абатмента из диоксида циркония PRETTAU (CAD/CAM) M4, Seven	21450	---	A16.07.006
412.8	Установка абатмента из диоксида циркония PRETTAU (CAD/CAM) C1	21450	---	A16.07.006
412.4	Установка временного пластмассового абатмента M4, Seven (прямой метод)	4290	---	A16.07.006
412.3	Установка временного пластмассового абатмента M4, Seven (непрямой метод)	6050	---	A16.07.006
412.5	Установка временного пластмассового абатмента C1 (прямой метод)	1540	---	A16.07.006
412.6	Установка временного пластмассового абатмента C1 (непрямой метод)	2090	---	A16.07.006
412.9	Установка абатмента и аттачмента MIS Locator M4, Seven	38500	---	A16.07.006
412.10	Установка прямого мультиюнит абатмента с насадкой для CAD CAM	24805	---	A16.07.006

412.11	Установка углового мультиюнит абатмента с насадкой для CAD CAM	35585	---	A16.07.006
--------	--	-------	-----	------------

СИНУС-ЛИФТИНГ и КОСТНАЯ ПЛАСТИКА

440.1	Операция направленной костной регенерации (без стоимости костнопластического материала).	11000	---	A16.07.017
-------	--	-------	-----	------------

440.2	Синус-лифтинг открытый (без стоимости костнопластического материала).	16500	---	A16.07.055
-------	---	-------	-----	------------

440.3	Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костнопластического материала).	16500	---	A16.07.055
-------	---	-------	-----	------------

ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

450.1	Применение костного порошка SureOss (0,5 см3)	4000	---	
-------	---	------	-----	--

450.6	Применение костной крошки SureOss (0,5 см3)	4500	---	
-------	---	------	-----	--

450.8	Применение костного порошка OsteOss (0,5 см3)	6300	---	
-------	---	------	-----	--

450.9	Применение костной крошки OsteOss (0,5 см3)	7200	---	
-------	---	------	-----	--

450.13	Применение костных гранул Bio-Oss Spongiosa (0,25г)	7400	---	
--------	---	------	-----	--

450.14	Применение костных гранул Bio-Oss Spongiosa (0,5г)	9150	---	
--------	--	------	-----	--

450.10	Применение остеопластического материала 4Bone гранулы (0,5 см3)	5300	---	
--------	---	------	-----	--

450.2	Применение мастики SureFuse II (0,5 см3)	8100	---	
-------	--	------	-----	--

450.15	Применение материала Easy-Graft Classic (0,25мл)	6150	---	
--------	--	------	-----	--

450.4	Применение тонкой мембраны SureDerm (20x20мм)	9000	---	
-------	---	------	-----	--

450.5	Применение тонкой мембраны SureDerm (20x40мм)	14500	---	
-------	---	-------	-----	--

450.7	Применение толстой мембраны SureDerm (10x20мм)	7200	---	
-------	--	------	-----	--

450.3	Применение толстой мембраны SureDerm (20x20мм)	9900	---	
-------	--	------	-----	--

450.11	Применение мембраны 4Bone-RCM (15x25 мм)	9900	---	
--------	--	------	-----	--

450.12	Применение двухслойной мембраны Bio-Gide Perio (16x22 мм)	13600	---	
--------	---	-------	-----	--