



ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ

Приказ № ___ от _____

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ. CAD\СAM

Утверждено: _____

Директор ООО "ДАНТИСТ"

Ахмедьянов Р.З.

"10" января 2022 г.

| КОД | УСЛУГА | ЦЕНА, РУБ. | ГАРАНТИЯ | СРОК СЛУЖБЫ | КОД ПО ПРИКАЗУ 804Н |
|-------------------------------|--|------------|----------|-------------|---------------------|
| 39 | Консультация | 152 | --- | --- | A01.07.001 |
| 173 | Применение индивидуального гигиенического набора | 116 | --- | --- | |
| 39.1 | Первичное посещение (для ДМС) | 268 | --- | --- | A01.07.001 |
| 173.1 | Повторное посещение (для ДМС) | 116 | --- | --- | A01.07.001 |
| 64 | Обучение гигиене полости рта | 242 | --- | --- | |
| 80 | Оттиск альгинатный | 424 | --- | --- | A02.07.010.001 |
| 81 | Оттиск силиконовый | 908 | --- | --- | A02.07.010.001 |
| 71 | Оттиск силиконовый (А-силикон) | 1392 | --- | --- | A02.07.010.001 |
| 71.1 | Регистрация прикуса материалом OccluFast | 908 | --- | --- | A02.07.010.001 |
| 17 | Диагностика в артикуляторе с использованием лицевой дуги | 1331 | --- | --- | A02.07.006.001 |
| 265.1 | Восковое моделирование Wax-Up (1 единица) | 363 | --- | --- | |
| РЕНТГЕН ДИАГНОСТИКА | | | | | |
| 104 | Рентгеновский снимок | 261 | --- | --- | A06.07.003 |
| 232 | Ортопантомография | 726 | --- | --- | A06.07.004 |
| 232.1 | Снимок пазух или ВНЧС | 726 | --- | --- | |
| 233 | Телерентгенография | 726 | --- | --- | A06.07.006 |
| 233.1 | Снимок кисти | 726 | --- | --- | |
| 234 | Повторная распечатка снимка или запись на диск | 182 | --- | --- | |
| АНЕСТЕЗИЯ | | | | | |
| 2.1 | Карпульная анестезия | 370 | --- | --- | |
| 12 | Лидокаин | 230 | --- | --- | |
| 1 | Апликационная анестезия | 145 | --- | --- | |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | | | | | |
| 126 | Простой съемный протез | 6655 | 12 мес. | 24 мес. | A16.07.023 |
| 124 | Односторонний съемный протез | 3993 | 12 мес. | 24 мес. | A16.07.035 |
| 125 | Односторонний протез с литым кламмером | 5445 | 12 мес. | 24 мес. | A16.07.035 |
| 49 | Косметический протез (до четырех зубов) | 3812 | 12 мес. | 24 мес. | A16.07.035 |
| 238 | Косметический протез (до четырех зубов) инъекционный | 7744 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.009 |
| 237 | Съемный протез инъекционный | 13068 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.009 |

| | | | | | |
|-------|---|------|---------|---------|----------------|
| 243 | Кламмеры инъекционные для протеза | 3146 | 12 мес. | 24 мес. | |
| 27 | Изготовление, крепление, удаление, изоляция торусов для протеза | 484 | --- | --- | A23.07.002.011 |
| 135 | Усложненная постановка зубов | 968 | --- | --- | |
| 236 | Решётка базисная | 563 | 12 мес. | 24 мес. | |
| 236.1 | Литая решётка для базиса протеза | 4840 | 12 мес. | 24 мес. | |
| 28 | Индивидуальная ложка | 968 | --- | --- | |

БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

| | | | | | |
|-----|--|-------|---------|---------|----------------|
| 6 | Бюгельный (металл) протез | 11919 | 12 мес. | 24 мес. | A16.07.036 |
| 239 | Бюгельный (металл) протез инъекционный | 17001 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.009 |
| 280 | Съёмный протез с инъекционным бюгелем | 22121 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.009 |
| 68 | Бюгельный (металл) протез на огнеупорной модели | 25652 | 12 мес. | 24 мес. | A16.07.036 |
| 240 | Бюгельный (металл) протез на огнеупорной модели инъекционный | 33517 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.009 |
| 78 | Отливка бюгельного частичного базиса из металла | 12100 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.017 |
| 79 | Отливка бюгельного полного базиса из металла | 14520 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.017 |

ПОЧИНКА ПРОТЕЗА

| | | | | | |
|------|--------------------------------|------------|-----|-----|----------------|
| 82 | Починка перелома протеза | 787 | --- | --- | A23.07.002.037 |
| 16 | Починка двух переломов протеза | 847 | --- | --- | A23.07.002.038 |
| 93 | Приварка одного зуба | 847 | --- | --- | A23.07.002.036 |
| 92 | Приварка двух зубов | 908 | --- | --- | A23.07.002.036 |
| 94 | Приварка трех зубов | 968 | --- | --- | A23.07.002.036 |
| 95 | Приварка четырех зубов | 1150 | --- | --- | A23.07.002.036 |
| 51 | Крепление одного кламмера | 787 | --- | --- | A23.07.002.035 |
| 50 | Крепление двух кламмеров | 847 | --- | --- | A23.07.002.035 |
| 82.1 | Армирование при починке | 303 | --- | --- | |
| 82.2 | Очистка и полировка протеза | 303 | --- | --- | |
| 82.3 | Перебазировка протеза | 847 | --- | --- | A23.07.002.034 |

МЕТАЛЛ, ПЛАСТМАССА

| | | | | | |
|-----|--|------|---------|---------|----------------|
| 47 | Коронка стальная штампованная | 1271 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.031 |
| 42 | Коронка штампованная восстановительная | 1452 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.031 |
| 45 | Коронка штампованная с облицовкой | 2057 | 6 мес. | 12 мес. | A23.07.002.032 |
| 136 | Фасетка | 2420 | 6 мес. | 12 мес. | A23.07.002.013 |
| 21 | Зуб стальной (для пайки) | 2057 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.001 |
| 48 | Коронка стальная (цельнолитой протез) | 3630 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.028 |
| 22 | Зуб стальной (цельнолитой протез) | 3025 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.001 |

| | | | | | |
|-------|--|------|--------|---------|----------------|
| 46 | Коронка пластмассовая, зуб пластмассовый | 1513 | 9 мес. | 12 мес. | A23.07.002.004 |
| 174.1 | Временная коронка, изготовленная прямым способом | 666 | 9 мес. | 12 мес. | A23.07.002.030 |
| 24 | Временная коронка, изготовленная непрямым способом | 1210 | 9 мес. | 12 мес. | A23.07.002.030 |
| 119 | Спайка | 145 | --- | --- | A23.07.002.005 |
| 69 | Окклюзионная накладка, лапка | 411 | --- | --- | A23.07.002.002 |

НАПЫЛЕНИЕ

| | | | | | |
|-----|---|------|--------|--------|--|
| 5.1 | Коронки, зуба, фасетки | 190 | 3 мес. | 6 мес. | |
| 5.2 | Кламмера | 90 | 3 мес. | 6 мес. | |
| 5.3 | Бюгеля | 1000 | 3 мес. | 6 мес. | |
| 5.4 | Коронки, зуба, фасетки цирконием | 290 | 3 мес. | 6 мес. | |
| 5.5 | Кламмера цирконием | 140 | 3 мес. | 6 мес. | |
| 5.6 | Бюгеля цирконием | 1400 | 3 мес. | 6 мес. | |
| 5.7 | Коронки, зуба, фасетки микроплазменным напылением | 220 | 3 мес. | 6 мес. | |

ЗОЛОТО

| | | | | | |
|-----|---|------|---------|---------|----------------|
| 44 | Коронка золотая (без учета веса золота) | 1815 | 12 мес. | 18 мес. | A16.07.004 |
| 20 | Зуб золотой (без учета веса золота) | 2420 | 12 мес. | 12 мес. | A23.07.002.001 |
| 137 | Фасетка золотая (без учета веса золота) | 3025 | 6 мес. | 12 мес. | A23.07.002.013 |
| 176 | Спайка по золоту | 254 | --- | --- | |
| 121 | Цена за 1 грамм золота (900 пробы) | 6600 | --- | --- | |
| 122 | Цена за 1 грамм припоя (750 пробы) | 5850 | --- | --- | |

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА

| | | | | | |
|-------|--|------|---------|---------|----------------|
| 60.21 | Металлокерамическая коронка (из массы «Vita VM-13») | 6111 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.054 |
| 60.22 | Металлокерамическая коронка (из массы «Vita VM-13») - фронт. отдел | 6837 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.054 |
| 61.21 | Металлокерамический зуб (из массы «Vita VM-13») | 6111 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.049 |
| 61.22 | Металлокерамический зуб (из массы «Vita VM-13») - фронт. отдел | 6837 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.049 |
| 8 | Восстановление сколов керамической конструкции (1 единица) | 1997 | --- | --- | |

СНЯТИЕ И ФИКСАЦИЯ КРОНОК

| | | | | | |
|-------|--|-----|-----|-----|------------|
| 269.1 | Лабораторная очистка коронки штампованной, пластмассовой, комбинированной, металлокерамической | 266 | --- | --- | |
| 269.2 | Лабораторная очистка коронки из безметалловой керамики, диоксида циркония | 424 | --- | --- | |
| 269.3 | Лабораторная очистка винира | 605 | --- | --- | |
| 145 | Фиксация коронки штампованной, пластмассовой, комбинированной | 266 | --- | --- | A16.07.049 |
| 145.1 | Фиксация коронки металлокерамической | 424 | --- | --- | A16.07.049 |

| | | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|------------|
| 145.2 | Фиксация коронки из безметалловой керамики, диоксида циркония | 605 | --- | --- | A16.07.049 |
| 145.3 | Фиксация винира | 908 | --- | --- | A16.07.003 |
| 118.1 | Снятие штампованной или золотой коронки | 200 | --- | --- | A16.07.053 |
| 118.2 | Снятие литой или металлокерамической коронки | 321 | --- | --- | A16.07.053 |
| 118.3 | Снятие цельнокерамической или циркониевой коронки | 629 | --- | --- | A16.07.053 |
| 115 | Снятие коронки ультразвуком | 629 | --- | --- | A16.07.053 |

КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ

| | | | | | |
|-------|--|------|---------|---------|----------------|
| 7 | Вкладка литая культевая, изготовленная прямым способом | 1815 | 12 мес. | 24 мес. | A16.07.033 |
| 207 | Вкладка литая культевая, изготовленная непрямым способом | 2420 | 12 мес. | 24 мес. | A16.07.033 |
| 207.3 | Вкладка литая культевая, изготовленная непрямым способом. С покрытием опакowym материалом. | 4000 | 12 мес. | 24 мес. | A16.07.033 |
| 207.2 | Вкладка разборная штифто-культевая | 3630 | 12 мес. | 24 мес. | A23.07.002.064 |

CAD\CAM ТЕХНОЛОГИЯ

| | | | | | |
|-------|---|-------|---------|---------|------------|
| 400.1 | Цельноциркониевая коронка (зуб, вкладка, винир) PRETTAU | 13189 | 12 мес. | 18 мес. | A16.07.004 |
| 400.2 | Циркониевая коронка (зуб, вкладка, винир) с керамической облицовкой | 16335 | 12 мес. | 18 мес. | A16.07.004 |
| 401 | Пластмассовая временная коронка (зуб) Basic | 5082 | 9 мес. | 12 мес. | A16.07.004 |
| 402 | Пластмассовая коронка (зуб) Premium | 6958 | 9 мес. | 12 мес. | A16.07.004 |
| 403.1 | Цельнокерамическая коронка (зуб, вкладка, винир) VITA Enamic | 13431 | 12 мес. | 18 мес. | A16.07.004 |
| 403.2 | Цельнокерамическая коронка (зуб, вкладка, винир) VITA Suprinity | 13431 | 12 мес. | 18 мес. | A16.07.004 |
| 403.3 | Цельнокерамическая коронка (зуб, вкладка, винир) IVOCLAR E.max | 13431 | 12 мес. | 18 мес. | A16.07.004 |

Примечание: Ускорение сроков исполнения работы – доплата 20% от общей стоимости.

1. При неудовлетворительной гигиене полости рта сроки гарантии и службы на все виды протезирования уменьшаются на 50%.
2. При нарушении графиков профилактических осмотров, предусмотренных планом лечения, гарантия аннулируется.
3. При протезировании на импланты сроки гарантии и службы определяются в соответствии с конструкцией протеза и общим состоянием организма. При наличии системных заболеваний организма у пациента гарантии не предоставляются.
4. В случае не востребоваия съемных протезов в течение 2-х месяцев, переделка протезов производится за счет пациента.